

Plateforme de pesée et fauteuils pèse-personne

Classe III

4070 6240

Plateforme de pesée ADE M500020 Classe 3

Balance avec plateforme abaissée, équipée d'une rampe pour faciliter l'accès du fauteuil roulant. L'écran d'affichage du poids est relié à la balance par un câble et peut se fixer au mur. Deux roues et une poignée facilitent le transport. Balance alimentée sur secteur ou par des piles rechargeables, ce qui permet de l'utiliser partout.

Fonctions : remise à zéro automatique, tare, pré-tare avec 10 emplacements mémoire, fonction Hold, fonction IMC, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, interface RS232.

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg
DP 800 x 800 mm



En option

Alimentation :
 adaptateur secteur et des piles rechargeables



ADE MZ30010
 deuxième rampe d'accès



ADE M500020-02
 avec colonne rabattable



ADE M500020-03
 avec une main courante

4070 6255

Fauteuil pèse-personne ADE M400020 Classe 3

Fauteuil de pesée confortable et facile d'utilisation. Grâce à ses accoudoirs et à ses reposepieds à bascule, ce fauteuil permet au patient de s'asseoir et de se lever confortablement. Quatre roulettes permettent un déplacement sans effort et les deux freins sur les roulettes arrière assurent la sécurité. Les fonctions Tare et Hold (maintien) facilitent la pesée. Alimentation secteur ou par batterie, offrant une grande souplesse d'utilisation.

Fonctions : remise à zéro automatique, tare, pré-tare avec 10 emplacements mémoire, fonction Hold, fonction IMC, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, interface RS232

CP	250 kg
GR	100 g
UT	kg
HS	525 mm

Écran d'affichage



En option

Alimentation :
Adaptateur secteur et des piles rechargeables



M400020-01 à quatre roulettes

CP Capacité GR Graduation UT Unités HS Hauteur du siège



Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel (0031) 013 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.be
Lopital België B.V., Antwerpsesteenweg 124, B-2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information