

Weegplateau en stoelweegschaal

Klasse III

4070 6240

Weegplateau ADE M500020 Klasse 3

Lage platformweegschaal met een oprijplaat voor gemakkelijke toegang. Een display met kabel geeft het gewicht duidelijk weer en kan aan de muur worden bevestigd. Twee wielen en een handgreep maken een snel transport mogelijk. Werkt op netstroom en oplaadbare batterijen, zodat de weegschaal overal kan worden gebruikt.

Functies: Automatische nulinstelling, tarra, pretare met 10 geheugens, hold-functie, BMI-functie, batterij-indicatie, automatische , RS232-interface.

CP	300 kg
GR	100 g
UT	kg
PA	800 x 800 mm



Optioneel

Stroomvoorziening:
Netstroom en oplaadbare batterijen



ADE MZ30010 tweede oprijplaat

ADE M500020-02
met inklapbare kolomADE M500020-03
met inklapbare leuning

4070 6255

Stoelweegschaal ADE M400020 Klasse 3

Comfortabele en praktische stoelschaal. Dankzij de draaibare voet- en armsteunen kunnen patiënten comfortabel in en uit de stoel stappen. Vier wielen maken de weegschaal gemakkelijk wendbaar en veilig dankzij twee remmen op de achterwielen. De tarra- en hold-functie helpen bij het weegproces. Werkt op netstroom en oplaadbare batterijen, zodat de stoelweegschaal overal kan worden gebruikt.

Functies: Automatische nulinstelling, tarra, pre-tarra met 10 geheugens, hold-functie, BMI-functie, batterij-indicatie, automatische , RS232-interface

CP	250 kg
GR	100 g
UT	kg
ZH	525 mm

Indicator



Optioneel

Stroomvoorziening:
Netstroom en oplaadbare batterijen



M400020-01 01
met 4 stuurwielen

CP Capaciteit **GR** Graduatie **UT** Units **ZH** Zithoogte



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel (0031) 013 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België B.V., Antwerpssteenweg 124, B-2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information